

IHRE LÖSUNG FÜR DIE HIGH-LEVEL-DESINFEKTION UND DIE REINIGUNG WIEDERVERWENDBARER SEMIKRITISCHER MEDIZINPRODUKTE, Z. B. FÜR DIE ENDOSKOPIE, DIE ATEMTHERAPIE UND DIE ANÄSTHESIE.

- **CIDEX™ OPA** ist eine Desinfektionslösung für die High-Level-Desinfektion zur Aufbereitung thermolabiler semikritischer Medizinprodukte.
- Der Enzymreiniger **CIDEZYME™** ist eine milde Lösung zum Einweichen und Reinigen, die organische Verschmutzungen zuverlässig entfernt.
- Die **CIDEX™**-Endoskopwannen nehmen die Reinigungs- und Desinfektionslösungen für die Vorreinigung und die Desinfektion wiederverwendbarer Medizinprodukte auf.



DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE HIGH-LEVEL-DESINFEKTION

Bestellnr.	Beschreibung	Gebinde
20391	Lösung CIDEX™ OPA	4 x 5L Flaschen
20392 ¹	Teststreifen für die Lösung CIDEX™ OPA	2 Flaschen mit je 60 Streifen
20393 ¹	Teststreifen für die Lösung CIDEX™ OPA	2 Flaschen mit je 15 Streifen
21396	Lösung CIDEX™ OPA KONZENTRAT	5 Liter



ENZYMREINIGER

Bestellnr.	Beschreibung	Gebinde
2258	CIDEZYME™	12 x 1L
2260	CIDEZYME™	4 x 5 L



ENDOSKOPWANNEN

Bestellnr.	Beschreibung	L - B - H	Kapazität
82010	Instrumentensieb-System m. gelochter Einlage und Deckel	344 mm x 177 mm x 132 mm	3,8 Liter
82016	Instrumentensieb-System m. gelochter Einlage und Deckel	503mm x 186mm x 132mm	8Liter
82027	Instrumentensieb-System m. gelochter Einlage und Deckel	740mm x 220mm x 132mm	14Liter
82032	Instrumentensieb-System m. Deckel und separatem Schutzbehälter (Durchmesser 449 mm)	Durchmesser 449 mm x 222 mm	17,4 Liter
82076	Instrumentensieb-System m. gelochter Einlage und Deckel	594mm x 381mm x 141mm	19,7 Liter

Gibt Patienten Schutz, wenn sie ihn am nötigsten haben.™

asp.com

ASP Advanced Sterilization Products

ASP Deutschland GmbH
Umlandstraße 49, 78554 Aldingen
©ASP 2022. Alle Rechte vorbehalten.

ASP International GmbH, Zweigniederlassung Zug | Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland
¹ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC. 33 Technology Drive, Irvine CA, 92618, USA

EC REP

ASP, The Netherlands BV
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, The Netherlands



CE 0123

CIDEX™ OPA und CIDEX™ OPA KONZENTRAT sind keine Sterilisationsmittel. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und legen Sie eine angemessene Schutzausrüstung an.

AD-210014-03-CT_C-MDR

Ausführliche Informationen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen zu CIDEX™ OPA und CIDEX™ OPA KONZENTRAT.

Wichtiger Hinweis: Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung, die Sie mit diesem Produkt erhalten, denn sie informiert über Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Dieses Produkt ist kein Sterilisationsmittel. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und legen Sie eine angemessene Schutzausrüstung an. Ausführliche Anwendungsinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts. Großgeschriebene Produktnamen sind Marken der ASP Global Manufacturing GmbH.