


Innovation zur Förderung der Qualität in der Patientenversorgung

Entdecken Sie die neuesten Technologien von ASP™



Automatische Verbesserung der Compliance

Entdecken Sie, wie die vernetzten Systeme und Funktionen von ASP für eine höhere Produktivität und Compliance sorgen*

ASP™-Technologien arbeiten jetzt zusammen, um Fehler zu vermeiden, bevor sie passieren. Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Bildschirm mit automatischen Kontrollpunkten ermöglichen die Einhaltung der Herstellerangaben (engl. IFU) und der Krankenhausrichtlinien.

- Hinweise zur Nutzung biologischer Indikatoren (BI)
- Zyklusauswahl und Anweisungen zum Platzieren der Charge
- Verknüpfung von Test BI's und Kontroll BI's
- Automatische und sofortige Abstimmung der Sterilisatorzyklus- und Indikator-Ergebnisse
- Automatische Aufzeichnung
- Unterlagen zugänglich und revisionsbereit



ASP ACCESS™ Technologie

Intelligente Technologie zum Informationsaustausch, die die Compliance verbessert und sich leicht in Chargen-Dokumentations-Systemen (CDS) und Krankenhausnetzwerke integriert



STERRAD VELOCITY™ Biologisches Indikatorsystem

Rasche Ergebnisverfügbarkeit (15 min) ermöglicht es Gesundheitseinrichtungen, das Risiko der Freigabe von Instrumenten vor der Indikator-Bestätigung zu reduzieren



STERRAD Systeme mit ALLClear™-Technologie

ALLClear™-Technologie minimiert Unterbrechungen des Arbeitsablaufs und Benutzerfehler zur Förderung der Compliance

*Die ASP ACCESS™-Technologie, STERRAD-Systeme mit ALLClear™-Technologie und das Biologische Indikatorsystem STERRAD VELOCITY™ verfügen über Funktionen, die die Compliance verbessern können, einschließlich Erinnerungen für Bioindikatoren (BI) nach Krankenhausrichtlinie und eine Vertiefung der Anwenderschulung am Bildschirm.

STERRAD Systeme mit ALLClear™-Technologie

EINFACH LADEN UND LOS

Zuverlässige Sterilisation durch das einzige System mit automatisierter Abstimmung von Sterilisationszyklus und BI-Aufzeichnungen



Mit der neuen verfügbaren ALLClear™-Technologie im STERRAD™ 100NX und STERRAD NX™ System wurden Produkte zur Maximierung der Effizienz und Compliance* in der ZSVA/ AEMP entwickelt.

01 Reduzierung von Unterbrechungen im Arbeitsablauf

→ Schnelle, genaue Erkennung und Korrektur von Problemen im System oder bei der Beladung der Charge

 <p>Systemprüfung Kompletter Systemdiagnoseprozess vor dem Zyklusstart.</p>	 <p>Feuchtigkeitserkennung und -ausgleich Automatische Erkennung und Entfernung von Feuchtigkeit</p>	 <p>Instrumentenerwärmung Plasma überträgt Energie in die Charge, entfernt Gas und erwärmt die Instrumente</p>
--	--	---

02 Automatische Verbesserung der Compliance*

→ Qualitätskontrolle, die die Einhaltung der Krankenhausrichtlinien und der Gebrauchsanweisungen verbessert

→ Minimierung der Notwendigkeit zur Aufbewahrung manueller Aufzeichnungen

03 Mit Fokus auf einfacher Bedienung, um das Potenzial für menschliche Fehler zu reduzieren

→ Verbesserte Bedieneroberfläche ermöglicht schnelle und einfache Mitarbeiterschulung



*STERRAD Systeme mit ALLClear™-Technologie verfügen über Funktionen, die die Compliance verbessern können, wie z. B. Erinnerungen für Bioindikatoren (BI) nach Krankenhausrichtlinie und eine Vertiefung der Anwenderschulung am Bildschirm.



ASP™



STERRAD VELOCITY™ Biologischer Indikator / Prüfkörper (PCD) ERGEBNISSE IN 15 MINUTEN*

Intelligente BI/PCD-Technologie, die vollständig in die neuesten Funktionen der Sterilisatoren des STERRAD™ Systems integriert ist

- Der erste von ASP™ speziell für alle STERRAD™ Systemzyklen entwickelte All-in-one-Prüfkörper, um falsch positive Ergebnisse zu minimieren.
- Ermöglicht Gesundheitseinrichtungen, das Risiko der Freigabe von Instrumenten vor der Bioindikator-Bestätigung zu verringern.
- Bietet den Schutz des einzigen schnell lesbaren Prüfkörpers (PCD) für STERRAD™ Systeme, der den hohen Standard der empfohlenen AAMI-Richtlinien erfüllt (ST58 9.5.4.3).



* Risultato in 15 o 30 minuti a seconda della versione del software del lettore STERRAD™ VELOCITY™

ASP

STERRAD VELOCITY™
READER

BARCODE
SCANNER

Für eine einfache Handhabung entwickelt


→ Intuitive Bildschirmführung ermöglicht eine ordnungsgemäße Bedienung, wodurch das Auftreten von Benutzerfehlern reduziert wird



→ Reduziert die Notwendigkeit einer manuellen Aufzeichnung durch automatisierte Korrelation von BI-Ergebnissen und Aufzeichnungen des Sterilisationszyklus¹

→ Kommunikation über STERRAD™-Systeme, CDS und Krankenhausnetzwerke durch Verbindung mit der ASP ACCESS™-Technologie

Verbesserte Compliance* durch Konnektivität



*Das Biologische Indikatorsystem STERRAD VELOCITY™ verfügt über Funktionen, die die Compliance verbessern können, einschließlich Indikator-Erinnerungen nach Krankenhausrichtlinie sowie eine verbesserte Handhabung und Aufbewahrung von Unterlagen. ¹Die automatisierte Integration von Informationen erfordert die Anbindung an die ASP ACCESS™-Technologie.

ASP ACCESS™ Technologie KONNEKTIVITÄT. KORRELATION. KOMMUNIKATION.

Die ASP ACCESS™-Technologie erleichtert die Kommunikation zwischen STERRAD™-Systemen, STERRAD VELOCITY™, CDS und Krankenhausnetzwerken

Intelligente Technologie zum Informationsaustausch verbessert die Compliance* und bietet einzigartige Einblicke in den Arbeitsablauf

01

Automatische und sofortige Meldung wichtiger Ergebnisse aus Sterilisationszyklen und Änderungen im Systemstatus an verbundene Geräte

- Die Cloud-Technologie ermöglicht es dem Personal, Warnmeldungen per E-Mail oder Textnachricht zu erhalten.

02

Erhält Daten abrufbar und bereit zur Überprüfung

- Nahtlose Sammlung wichtiger Informationen zur Wiederaufbereitung reduziert das Risiko menschlicher Fehler durch Vereinfachung des Dokumentationsprozesses
- Cloud-Technologie ermöglicht sofortigen Zugriff auf Sterilisationsunterlagen für mehrere Abteilungen und Krankenhausstandorte

ITS

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEGLI STRUMENTI



RETE OSPEDALIERA



*Die ASP ACCESS™-Technologie verfügt über Funktionen, die die Compliance verbessern können, darunter der automatische Abgleich von Sterilisationsaufzeichnungen und die Kommunikation mit Krankenhausnetzwerken und Chargen-Dokumentations-Systemen (CDS), um die Handhabung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu verbessern.

Schutz der Patienten, wenn es darauf ankommt™



Bitte lesen und befolgen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung mit wichtigen Informationen, einschließlich Gegenanzeigen, Warnhinweisen und Anweisungen.

STERRAD™ ist eine eingetragene Marke und ASP ACCESSTM, ALLClear™ und STERRAD VELOCITY™ sind Marken von Advanced Sterilization Products.

asp.com

ASP Advanced Sterilization Products

ASP Deutschland GmbH
Uhlandstrasse 49, 78554 Aldingen
©ASP2021. Alle Rechte vorbehalten



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA



0123



ASP, The Netherlands BV
BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, The Netherlands

AD-170035-03-CT_D-MDR